

Empfänger

Geschäftsleitung
Dr. med. Martina Fliser
Dr. med. Martin Holfelder
Joachim Halbig

Fachärzte
Dr. med. Dörte Beier
Carmen Black
Dr. med. univ.
Irena Crnkovic-Mertens
Helene Derksen
Prof. Dr. med. Peter Findeisen
Dr. med. Martina Fliser*
Dr. med.
Gabriele Genthner-Grimm
Roya Karbaf
Dr. med. Hans-Jakob Limbach*
Dr. med. Cyrill Müller
Joachim Singer
Dr. med. Stefan Walch
Fachärzte für
Laboratoriumsmedizin
Prof. Dr. med. Herbert Hof
Dr. med. Klaus Oberdorfer
Fachärzte für Mikrobiologie,
Virologie und Infektions-
epidemiologie/Hygiene
und Umweltmedizin/Labora-
toriumsmedizin
Dr. med. Annemarie Fahr
Dr. med. Martin Holfelder*
Fachärzte für Laboratoriums-
medizin / Mikrobiologie,
Virologie und Infektions-
epidemiologie
Dr. med. univ. Ilka Steiner
Fachärztin für Laboratoriums-
medizin / Mikrobiologie, Virolo-
gie und Infektionsepidemiolo-
gie / Klinische Pharmakologie
Dr. med. Konrad Bode
Dr. med.
Torsten Schmidt-Wieland
Sabine Singer
Fachärzte für
Mikrobiologie, Virologie und
Infektionsepidemiologie
Dr. med. Sabine Schütt
Prof. Dr. med.
Constanze Wendt
Fachärztinnen für
Mikrobiologie, Virologie und
Infektionsepidemiologie /
Hygiene und Umweltmedizin
Dr. med. Gabriele Porsch
Fachärztin für Hygiene
PD Dr. med. Karin Janetzko
Fachärztin für Transfusions-
medizin / Laboratoriums-
medizin

*Ärztliche Leitung

Heidelberg, 04.04.2023

**Wichtige Laborinformation:
Methodenwechsel bei der Angiotensin-II-Bestimmung zum 01.05.2023**

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass wir ab dem 01.05.2023 eine Methodenumstellung bei der Angiotensin-II-Bestimmung durchführen.

Bei dem Wechsel von RIA* (Fa. DiaSource Diagnostics) zu CLIA** (Fa. Snibe Diagnostics) werden sich auch die Referenzbereiche zur Beurteilung der Ergebnisse ändern.

Wenn Sie die Labordatenfernübertragung (DFÜ) nutzen, beachten Sie bitte, dass aufgrund des **geänderten Analysenkürzels** neue Zuordnungen in Ihrem Arzt- oder Krankenhaus-Informationssystem erforderlich werden können.

Analysenkürzel ALT	Analysenkürzel NEU
ANTE	ANTEN

Neuer Referenzbereich: 25–60 pg/ml

Zu beachten ist, dass die Angiotensin-II-Werte durch Orthostase beeinflusst werden. Der neue Referenzbereich bezieht sich auf eine Blutentnahme an liegenden Patient*innen.

Für die Unannehmlichkeiten möchten wir uns entschuldigen und bedanken uns für Ihr Verständnis.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an:

Frau Helene Derksen

Tel.: +49 6221 3432-681

E-Mail: helene.derksen@labor-limbach.de

Mit freundlichen Grüßen

Ihr MVZ Dr. Limbach & Kollegen GbR

* RIA: Radioimmunoassay, ** CLIA: Chemilumineszenz-Immunoassay